


스마트 인바디

더욱 똑똑해진 인바디로 고객들에게 차별화된 서비스를 제공해 보세요!

UI | 관리자 없이도 측정가능한 셀프모드

검사시 관리자의 유무에 따라 전문가모드와 셀프모드 중 선택할 수 있습니다.

바코드리더기 연동(옵션) | 간편한 회원정보 입력



LookinBody120



인바디

LookinBody120 Cloud(옵션) | 회원관리 웹서비스

▶ 회원관리 웹서비스

- 인바디검사 후 결과 자동 전송
- 혈압, 혈당 등 기초의학 데이터, 악력, 각근력 등 기초 체력 데이터 상담
- InBody 모바일 앱에 기록한 회원의 영양, 운동습관을 상담

▶ InBody APP | 언제 어디서나 검사 결과 확인

- 모바일에 인바디 앱을 설치하면, 인바디결과가 자동으로 전송되어 고객의 건강 상태를 관리할 수 있습니다.

LookinBody120(옵션) | 회원관리 PC 프로그램



- 인바디 검사후 검사 결과 이미지 및 CSV 파일 자동 출력
- 체성분 데이터 누적관리 및 상담
- Wireless 무선 통신으로 데이터 연동

Integration(옵션) | 인바디와 사용자 전산 시스템을 연결하는 연동 솔루션



▶ 결과데이터 혹은 이미지 전송

- 결과데이터 혹은 이미지를 사용 중인 전산 시스템 양식에 맞춰 자동 전송
- 결과데이터 혹은 이미지를 직접 입력하는 프로세스 단축
- 전산 시스템 입력 과정에서 발생할 수 있는 휴먼 에러 방지

▶ 회원정보 연동

- 전산 시스템에 등록된 회원정보를 인바디에 자동 연동
- 인바디검사 과정 중 회원정보 입력 프로세스 단축
- 회원정보 연동으로 휴먼 에러 방지
- RFID, NFC, 바코드 등의 회원카드와 연동

* 국내외 다수 종합병원 및 기업에서 사용 중이며 비용은 사용자 전산 시스템 사양과 요구 사항에 따라 달라집니다.

InBody570 Specifications

핵심 사양

생체전기 임피던스 (BIA)	생체전기 임피던스(Z)	3가지 주파수 대역(5kHz, 50kHz, 500kHz)에서 각각 5가지 부위별 (오른팔, 왼팔, 몸통, 오른다리, 왼다리)로 15가지 임피던스 측정
측정 항목		
전극 방식	4극 8점 터치식 전극법	
측정 방법	부위별 직접 다주파수 측정법(Direct Segmental Multi-frequency Bioelectrical Impedance Analysis Method, DSM-BIA 방식)	
체성분 산출	경험변수 배제	
기본 결과 항목 (인바디결과지)	<ul style="list-style-type: none">결과항목 및 결과해설<ul style="list-style-type: none">체성분분석(체수분, 단백질, 무기질, 체지방, 체지방량, 근육량, 체중), 골격근·지방분석(체중, 골격근량, 체지방량), 비만분석(BMI, 체지방률), 부위별근육분석표준체중기준/현재체중기준: 오른팔, 왼팔, 몸통, 오른다리, 왼다리), 세포외수분비분석(세포외수분비), 신체변화(신장, 체중, 근육량, 체지방률), 성장점수, 영양평가(단백질, 무기질, 체지방), 비만평가(BMI, 체지방률), 신체균형평가(상체좌우, 하체좌우, 상체하체), 부위별체지방분석(오른팔, 왼팔, 몸통, 오른다리, 왼다리), 비만평가(BMI, 체지방률), 영양평가(단백질, 무기질, 체지방), 신체균형평가(상체좌우, 하체좌우, 상체하체), 부위별체지방분석(오른팔, 왼팔, 몸통, 오른다리, 왼다리), 부위별골밀도(목, 가슴, 복부, 엉덩이, 오른팔, 왼팔, 오른허벅지, 왼허벅지), 연구항목(세포내수분, 세포외수분, 골격근량, 기초대사량, 복부지방률, 허리둘레, 내장지방량, 비만도, 골무기질량, 체세포량, 상완위팔둘레, 상완위근육둘레, SMI), 결과해설 QR코드QR코드임피던스(부위별 및 주파수별)	
기본 결과 항목 (소아용 인바디결과지)	<ul style="list-style-type: none">결과항목 및 결과해설<ul style="list-style-type: none">체성분분석(체수분, 단백질, 무기질, 체지방, 체중), 골격근·지방(체중, 골격근량, 체지방량), 비만분석(BMI, 체지방률), 성장곡선(신장, 체중), 신체변화(신장, 체중, 근육량, 체지방률), 성장점수, 영양평가(단백질, 무기질, 체지방), 비만평가(BMI, 체지방률), 신체균형평가(상체좌우, 상체하체), 부위별근육분석(오른팔, 왼팔, 몸통, 오른다리, 왼다리), 연구항목(세포내수분, 세포외수분, 골격근량, 기초대사량, 소아비만도, 골무기질량, 체세포량), 결과해설 QR코드QR코드임피던스(부위별 및 주파수별)	
체형결과지	바깥둘레(목, 가슴, 복부, 엉덩이, 오른팔, 왼팔, 오른허벅지, 왼허벅지) 근육둘레(가슴, 복부, 오른팔, 왼팔, 오른허벅지, 왼허벅지) 지방두께(가슴, 복부, 오른팔, 왼팔, 오른허벅지, 왼허벅지)	

기능 사양

읍선 장비	(주)인바디에서 공급하는 신장계 및 혈압계	
로고 표시	인바디결과지에 사용자, 주소, 연락처 기재 가능	
결과 확인	LCD 화면, 웹, 회원관리 PC 프로그램 LookinBody120120, 회원관리 웹사이트 LookinBody120 (https://kr.lookinbody.com)	
결과지 종류	인바디결과지, 소아용 인바디결과지, 체형결과지	
알림음 및 음성지원	검사 시 진행 상황, 환경 설정 저장, 신상정보 등 버튼 입력 시 알림음 및 검사 시 음성지원	
결과 저장	회원번호 입력 시 검사 결과 저장 가능(100,000회까지 저장)	
검사 화면	셀프모드 및 전문가모드	
관리자 메뉴	환경설정: 검사 환경에 맞게 InBody570 장비 설정 및 데이터 관리 문제해결: 장비 사용 도중 자주 발생할 수 있는 문제에 대한 점검 항목 제공	
USB 저장장치 사용 가능	데이터 전체 저장(Excel, LookinBody120120에서 보기 가능) 또는 전체 데이터 백업	
데이터 백업	USB 저장장치로 InBody에 저장된 데이터 백업 가능 및 백업한 데이터 InBody로 복원 가능	
QR 코드	QR코드를 스캔하면 결과 관리 웹사이트 InBodyCare로 인바디검사 결과 전송 및 확인	

기타 사양

사용 전류	400μA(± 40μA)	
아답터 Bridgepower (BPM040S12F07)	전원 입력 AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, 1.2A 전원 출력 DC 12V, 3.4A	· 상기 내용은 외관 및 제품성은 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. · 이 제품은 '의료기기' 이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하세요.
아답터 Mean Well (GSM 40A12-P11R)	전원 입력 AC 100~240V, 50/60Hz, 1.0~0.5A 전원 출력 DC 12V, 3.34A	
표시 화면	800 X 480 7inch Color TFT LCD	
입력 인터페이스	터치스크린, 키패드	
외부 인터페이스	RS-232C 4EA, USB Host 2EA, USB Slave 1EA, Ethernet (10T) 1EA, Bluetooth 1EA, Wi-Fi 1EA	
지원 프린터	Laser/Inkjet 프린터(주)인바디가 권장하는 프린터 * http://www.inbodyservice.com 에서 확인 가능)	
장비 크기	522 (W) X 893 (L) X 1113 (H): mm	
장비 중량	24kg	
검사 시간	약 30초	
동작 환경	10 ~ 40℃, 30 ~ 75%RH, 70 ~ 106kPa	
보관 환경	-10 ~ 70℃, 10 ~ 80%RH, 50 ~ 106kPa (No condensation)	
측정 체중	10 ~ 250kg	
측정 연령	만 3세 이상	
신장 범위	95 ~ 220cm	

인바디가 획득한 인증 및 특허

인바디는 국내 체성분분석기 최초 유럽·일본 계량기 허가 획득 및 전세계 총 124개의 특허를 보유하고 있습니다.



InBody

(주)인바디 본사
06106 서울시 강남구 연주로625 인바디빌딩
TEL 02-501-3939 FAX 02-578-5669 고객센터 1899-5841
Website inbody.com E-mail info@inbody.com

inbody.com

InBody570

보다 정확하게, 보다 간편하게. 스마트 인바디



