

InBodyBAND2

Quick Start Guide


빠른 사용 가이드

※ 상세 가이드는 inbody.com에서 다운로드 할 수 있습니다.


※ Check our website inbody.com to download the detailed guide.

1. Powering Up and Charging

- 1) Press and hold(5sec) the electrodes to turn on the InBodyBAND2. (You will see InBody in the center of the screen)
- 2) If the product does not turn on, connect it to the charger. If the charging terminal fits well, a dotted line will appear on the screen.




- ※ A full charge requires approximately 1 hour.
- ※ The App will not work while charging.



2. Turning on Screen and Changing Screen Mode

- 1) Turn the wrist inward like looking at a wristwatch, or press and hold the electrodes instantly with two fingers to turn the screen on.
- 2) While the screen is on, tap the screen or press and hold the electrodes instantly with two fingers to change the screen.




- ※ If your fingers are too dry, the screen may not change.
- ※ Press "Setup > Device Settings" at the upper left of the main screen of the InBody App to change the screen mode.

3. Installing and Syncing with the App

- 1) Search "InBody" in the App Store or the Google Play Store and click download.
- 2) Open the app and follow the guidance to sign in.
- 3) Select "Setup > Device Settings > Device > InBodyBAND2" at the upper left of the main screen of the app while Bluetooth is on.
- 4) Step and sleep data can be synchronized through scrolling down the main screen of the app.

4. Performing InBody Test


- 1) Press the electrodes when a finger icon appears on the measuring screen.
- 2) Press and hold the electrodes for a long time on any screen to start performing InBody Test.



- ※ Keep your fingers away from the back of your hand.
 - * You may want to insert a picture to indicate fingers not touching the back of the hand.
- ※ If your fingers and wrists are dry, it may affect the measurement.
- ※ If the firmware version ends with an "N" (ie, V038N), the band can be connected to InBody 970.


1. 전원 켜기 및 충전

- 1) 제품 전극을 길게(5초간) 눌러서 전원을 켜주세요. (화면 중앙에 InBody 나타남)
- 2) 전원이 켜지지 않으면 충전기에 제품을 연결하여 충전해주세요. 충전단자가 정확히 맞으면 화면에 점선이 나타납니다.




※ 배터리를 완전히 충전하는 데에는 약 1시간이 소요됩니다.

※ 충전 중에는 앱과 연동되지 않습니다.



2. 화면 켜기와 화면 전환

- 1) 손목 시계를 보듯이 손목을 바깥 쪽에서 안쪽으로 돌리거나 전극을 두 손가락으로 짧게 누르면 화면이 켜집니다.
- 2) 화면을 켜 상태에서 화면을 가볍게 두드리거나 (탭) 두 손가락으로 전극을 짧게 누르면 화면이 전환됩니다.



※ 손가락이 건조하면 화면 전환이 원활하지 않을 수 있습니다.


※ 화면 종류는 인바디앱 메인화면 우측상단의 '설정 > 화면설정' 에서 변경이 가능합니다.

3. 앱 설치와 동기화

- 1) App Store 또는 Google Play Store에서 '인바디' 검색 후 앱을 다운로드 해주세요.
- 2) 앱을 실행하고 안내에 따라 회원가입을 진행해주세요.
- 3) 휴대폰 블루투스 기능을 켜 상태로 앱 메인화면 우측상단의 '설정 > 제품설정 > 인바디밴드2' 를 선택하고 체중을 입력해주세요.
- 4) 앱 메인화면 좌측 하단의 '인바디밴드2 > 동기화' 를 통해 보수와 수면데이터를 동기화 할 수 있습니다.

4. 인바디 검사하기

- 1) 측정 화면에서 손가락 아이콘이 나올 때 전극을 눌러주세요.
- 2) 어느 화면이든 전극을 길게 누르고 있으면 인바디 검사가 시작됩니다.



※ 반드시 손가락이 손등에 닿지 않도록 주의해주세요.

※ 손가락과 손목이 건조하면 측정에 영향을 줍니다.

※ 펌웨어 버전에 첨자 'N' 이 있으면(V038N) InBody970과 연동됩니다.