



InBodyJ05 프린터 호환리스트

InBodyJ05 Version을 확인해야 합니다.


1. Version 확인하는 방법
 - A. 대기화면에서 Setup 버튼 누름.
 - B. 4.Others 로 이동



- C. 6. Version 으로 이동하면 IBJ05-1.0 문구 발생



- D.  →  →  를 순차적으로 누르면 세부버전이 표시



2. Version 별 프린터 호환리스트

링크를 따라가려면 Ctrl 를 누른채 클릭하세요.

- A. [J05DM-0101 ~ J05DM-0107 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- B. [J05DM-0108 ~ J05DM-0113 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- C. [J05DM-0114 ~ J05DM-0301 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- D. [J05DM-0310 이후 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)

3. J05DM-0101 ~ J05DM-0107 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1610		SPL	USB	단종
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

4. J05DM-0108 ~ J05DM-0113 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1610		SPL	USB	단종
	ML-1631K		SPL	USB	단종
	ML-1640K		SPL	USB	단종
	ML-1641K		SPL	USB	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB/Parallel	단종
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종
	ML-2010		SPL	USB	단종
	ML-2240K		SPL	USB	단종
	ML-2241K		SPL	USB	단종
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

5. J05DM-0114 ~ J05DM-0301 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1610		SPL	USB	단종
	ML-1631K		SPL	USB	단종
	ML-1640K		SPL	USB	단종
	ML-1641K		SPL	USB	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB/Parallel	단종
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종
	ML-2010		SPL	USB	단종
	ML-2240K		SPL	USB	단종
	ML-2241K		SPL	USB	단종
	ML-1660K/ML-1665K		SPL	USB	단종
	ML-1910K		SPL	USB	단종
	ML-1916K		SPL	USB	단종
	ML-2525K		SPL	USB	단종
	ML-2580NK		SPL, PCL5e/PCL6	USB	단종
	ML-1865WK		SPL2009, PCL	USB	단종
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

6. J05DM-0310 이후 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고	
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB		
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB		
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	USB	단종	
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종	
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종	
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종	
	ML-1610		SPL	USB	단종	
	ML-1631K		SPL	USB	단종	
	ML-1640K		SPL	USB	단종	
	ML-1641K		SPL	USB	단종	
	ML-1642K		SPL	USB	단종	
	ML-2510		SPL	USB/Parallel	단종	
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종	
	ML-2010		SPL	USB	단종	
	ML-2240K		SPL	USB	단종	
	ML-2241K		SPL	USB	단종	
	ML-1660K/ML-1665K		SPL	USB	단종	
	ML-1910K		SPL	USB	단종	
	ML-1916K		SPL	USB	단종	
	ML-2525K		SPL	USB	단종	
	ML-2580NK		SPL, PCL5e/PCL6	USB	단종	
	ML-1865WK		SPL2009, PCL	USB	단종	
	ML-2168W		SPL2009-600	USB		SPL2009-600
	SL-2620ND/SL-2620		SPL	USB		SPL2009-600
	ML-2165		SPL	USB		SPL2009-600
	ML-3310D		SPL	USB		SPL2009-600
	ML-2164		SPL	USB		SPL2009-600
	SL-M2028		SPL	USB	단종	SPL2009-600
	SL-M2029		SPL	USB		SPL2009-600

Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.