


# InBodyS10 프린터 호환리스트

InBodyS10 Version을 확인합니다.

## 1. Version 확인하는 방법

- 장비에서 Setup 버튼 누름.
- 화면 하단의 Version Information : Ver 1.0
- Ver 1.0 를 터치 5 번을 함.
- Ver1.0 하단 부분에 Version Information 을 확인함 : S10DM-XXXX



## 2. Version 별 프린터 호환리스트

링크를 따라가려면 Ctrl 를 누른채 클릭하세요.

- [S10DM-0101 ~ S10DM-0102 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- [S10DM-0201 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- [S10DM-0210 이후 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)

3. S10DM-0101 ~ S10DM-0201 Version 일 경우 호환가능한 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1610		SPL	USB	단종
	ML-1631K		SPL	USB	단종
	ML-1640K		SPL	USB	단종
	ML-1641K		SPL	USB	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB/Parallel	단종
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종
	ML-2010		SPL	USB	단종
	ML-2240K		SPL	USB	단종
	ML-2241K		SPL	USB	단종
	ML-1660K/ML-1665K		SPL	USB	단종 SPL2009
	ML-1910K		SPL	USB	단종 SPL2009
	ML-1916K		SPL	USB	단종 SPL2009
	ML-2525K		SPL	USB	단종 SPL2009
	ML-2580NK		SPL, PCL5e/PCL6	USB	단종 SPL2009
	<b>ML-1865WK</b>		<b>SPL2009, PCL</b>	<b>USB</b>	단종
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	<b>MS310D</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB/Parallel</b>	
	<b>MS312DN</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB/Parallel</b>	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

4. S10DM-0201 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	
	MJC-8700	Ink	PCL3	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종

삼성	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종	
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종	
	ML-1610		SPL	USB	단종	
	ML-1631K		SPL	USB	단종	
	ML-1640K		SPL	USB	단종	
	ML-1641K		SPL	USB	단종	
	ML-1642K		SPL	USB	단종	
	ML-2510		SPL	USB/Parallel	단종	
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종	
	ML-2010		SPL	USB	단종	
	ML-2240K		SPL	USB	단종	
	ML-2241K		SPL	USB	단종	
	ML-1660K/ML-1665K		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-1910K		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-1916K		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-2525K		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-2580NK		SPL, PCL5e/PCL6	USB	단종	SPL2009
	ML-1865WK		SPL2009, PCL	USB	단종	SPL2009
	<b>ML-2540</b>		<b>SPL</b>	<b>USB</b>		<b>SPL2011</b>
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종	
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종	
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel		
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종	
	<b>MS310D</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB/Parallel</b>		
	<b>MS312DN</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB/Parallel</b>		

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

5. S10DM-0210 이상 Version 일 경우 호환가능한 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	
	MJC-8700	Ink	PCL3	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1610		SPL	USB	단종
	ML-1631K		SPL	USB	단종
	ML-1640K		SPL	USB	단종
	ML-1641K		SPL	USB	단종

삼성	ML-1642K		SPL	USB	단종	
	ML-2510		SPL	USB/Parallel	단종	
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종	
	ML-2010		SPL	USB	단종	
	ML-2240K		SPL	USB	단종	
	ML-2241K		SPL	USB	단종	
	ML-1660K/ML-1665K		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-1910K		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-1916K		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-2525K		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-2580NK		SPL, PCL5e/PCL6	USB	단종	SPL2009
	ML-1865WK		SPL, PCL5e	USB	단종	SPL2009
	ML-2540		SPL	USB		SPL2011
	<b>ML-2165W / ML-2168W</b>		SPL, PCL5e	<b>USB</b>		SPL2009-600
	<b>ML-2164</b>		SPL	<b>USB</b>		SPL2009-600
	<b>SL-M2620ND</b>		SPL, PCL5e	<b>USB</b>		SPL2009-600
	<b>ML-3310D</b>		SPL, PCL5e	<b>USB</b>		SPL2009-600
	<b>SL-M2028</b>		<b>SPL</b>	<b>USB</b>	단종	<b>SPL2009-600</b>
	<b>SL-M2029</b>		<b>SPL</b>	<b>USB</b>		<b>SPL2009-600</b>
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종	
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종	
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel		
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종	
	<b>MS310D</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB/Parallel</b>		
	<b>MS312DN</b>		<b>PCL5e/PCL6</b>	<b>USB/Parallel</b>		

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.