

InBody220 프린터 호환리스트

InBody220 Version을 확인해야 합니다.

1. Version 확인하는 방법


A. 대기화면에서 콕셋업부분을 5 초이상 길게 누르면 환경설정 화면으로 이동함.





I.D.					연령	신장	성별	체중
BMI 골격근 지방량 WHR	미하	표준	이상			Welcome to InBody 		
■귀하는 <input type="text"/> 에 속합니다.								
■근육량은 <input type="text"/> kg <input type="text"/>								
■지방량은 <input type="text"/> kg <input type="text"/>								
2005.03.10 THU 13:15					kg/cm     -0.5 			

콕셋업 :

kg/cm					-0.5	
-------	---	---	---	--	------	---

B. 환경설정에서 기타설정으로 이동하면 표 하단에서 제품버전 정보 확인이 가능함.

환경설정		
지역설정	결과지설정	
좌표설정	기타설정	

기타 설정	
체중조정	0.0kg  
BMI 기준	Asian
신 호 음	소리
제품버전	220DM-1102/220DP-1006 220A-01-06/220B-01-02
 	

2. Version 별 프린터 호환리스트

링크를 따라가려면 Ctrl 를 누른채 클릭하세요.

- A. [220DM-0101 ~ 220DM-0206 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- B. [220DM-0207 ~ 220DM-1004 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- C. [220DM-1005 ~ 220DM-1007 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- D. [220DM-1008 이후 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)

3. 220DM-0101 ~ 220DM-0206 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB	
삼성	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

4. 220DM-0207 ~ 220DM-1004 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB	
삼성	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1610		SPL	USB	단종

Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

5. 220DM-1005 ~ 220DM-1007 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB	
삼성	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1610		SPL	USB	단종
	ML-1640K		SPL	USB	단종
	ML-1641K		SPL	USB	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종

	ML-2510		SPL	USB/Parallel	단종
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종
	ML-2010		SPL	USB	단종
	ML-2240K		SPL	USB	단종
	ML-2241K		SPL	USB	단종
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

6. 220DM-1008 이후 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB	
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1610		SPL	USB	단종
	ML-1640K		SPL	USB	단종
	ML-1641K		SPL	USB	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB/Parallel	단종
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종

삼성	ML-2010		SPL	USB	단종	
	ML-2240K		SPL	USB	단종	
	ML-2241K		SPL	USB	단종	
	ML-1660K/ML-1665K		SPL	USB	단종	SPL 2009
	ML-1910K		SPL	USB	단종	SPL 2009
	ML-1916K		SPL	USB	단종	SPL 2009
	ML-2525K		SPL	USB	단종	SPL 2009
	ML-2580NK		SPL, PCL5e/PCL6	USB	단종	SPL 2009
	ML-3310D		SPL, PCL5e	USB		PCL
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종	
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종	
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel		
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종	
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB	MS310D	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB	MS312DN	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.