



InBody230 프린터 호환리스트

InBody230 Version을 확인해야 합니다.

1. Version 확인하는 방법
 - A. 장비에서 Setup 버튼 누름.
 - B. 4. Others 로 이동



- C. Version 으로 이동 후 Setup 과 Enter 을 순차적으로 누름.
 - D. Version 을 확인 : 230DM-XX-XX 또는 230DMCXXXX



2. Version 별 프린터 호환리스트

링크를 따라가려면 Ctrl 를 누른채 클릭하세요.

- A. [230DM-0101 ~ 230DM-0203 Version 의 프린터 호환리스트](#)
- B. [230DM-0204 ~ 230DM-0209 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- C. [230DM-0210 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- D. [230DM-0211 이후 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- E. [230DMC0205 ~ 230DMC0302 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- F. [230DMC0303 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- G. [230DMC0304 이후 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- H. [230DMC1201 ~ 230DMC2104 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- I. [230DMC2105 ~ 230DMC2302 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- J. [230DMC2303 이후 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)

3. 230DM-0101 ~ 230DM-0203 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3e	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL3	USB	
	ML-2570		PCL3 GUI	USB	단종
	ML-2571N		PCL3 GUI	USB	단종

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

4. 230DM-0204 ~ 230DM-0209 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3e	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL3	USB	단종
	ML-2570		PCL3 GUI	USB	단종
	ML-2571N		PCL3 GUI	USB	단종
	ML-1610		SPL	USB	단종
	ML-1631K		PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-1640K		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1641K		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB	단종
	ML-2851DK		SPL	USB	단종
	ML-2010		SPL	USB	단종
	ML-2240K		SPL	USB	단종
	ML-2241K		SPL	USB/Parallel	단종
Lexmark	E120	Laser	SPL	USB	단종
	E120n		SPL	USB	단종
	E260D		SPL, PCL5e/PCL6	USB	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

5. 230DM-0210 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB	
	MJC-8700	Ink	PCL3e	USB	단종

삼성	ML-3050	Laser	PCL3	USB	단종	
	ML-2570		PCL3 GUI	USB	단종	
	ML-2571N		PCL3 GUI	USB	단종	
	ML-1610		PCL3	USB	단종	
	ML-1631K		PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종	
	ML-1640K		PCL6	USB/Parallel	단종	
	ML-1641K		PCL6	USB/Parallel	단종	
	ML-1642K		SPL	USB	단종	
	ML-2510		SPL	USB	단종	
	ML-2851DK		SPL	USB	단종	
	ML-2010		SPL	USB	단종	
	ML-2240K		SPL	USB	단종	
	ML-2241K		SPL	USB/Parallel	단종	
	ML-1865WK		SPL, PCL5e	USB	단종	SPL 2009
Lexmark	E120	Laser	SPL	USB	단종	
	E120n		SPL	USB	단종	
	E260D		SPL, PCL5e/PCL6	USB		
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB	단종	
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB		PCL
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB		PCL

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

6. 230DM-0211 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고	
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB		
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3e	USB	단종	
	ML-3050	Laser	PCL3	USB	단종	
	ML-2570		PCL3 GUI	USB	단종	
	ML-2571N		PCL3 GUI	USB	단종	
	ML-1610		PCL3	USB	단종	
	ML-1631K		PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종	
	ML-1640K		PCL6	USB/Parallel	단종	
	ML-1641K		PCL6	USB/Parallel	단종	
	ML-1642K		SPL	USB	단종	
	ML-2510		SPL	USB	단종	
	ML-2851DK		SPL	USB	단종	
	ML-2010		SPL	USB	단종	
	ML-2240K		SPL	USB	단종	
	ML-2241K		SPL	USB/Parallel	단종	
	ML-1865WK		SPL, PCL5e	USB	단종	SPL2009

	ML-2168WK		SPL	USB		SPL2009-600 -
	SL-M2620		SPL	USB		SPL2009-600
	ML-3310D		SPL, PCL5e	USB		SPL2009-600
	SL-M2620ND		SPL	USB		SPL2009-600
	ML-2164		SPL	USB		SPL2009-600
	ML-2165/ML-2168		SPL	USB		SPL2009-600
	ML-2165W/ML-2168W		SPL	USB		SPL2009-600
	SL-M2028		SPL	USB	단종	SPL2009-600
	SL-M2029		SPL	USB		SPL2009-600
Lexmark	E120	Laser	SPL	USB	단종	
	E120n		SPL	USB	단종	
	E260D		SPL, PCL5e/PCL6	USB		
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB	단종	
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB		
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB		

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

7. 230DMC0205 ~ 230DMC0302 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3e	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL3	USB	단종
	ML-2570		PCL3 GUI	USB	단종
	ML-2571N		PCL3 GUI	USB	단종
	ML-1610		PCL3	USB	단종
	ML-1631K		PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-1640K		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1641K		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB	단종
	ML-2851DK		SPL	USB	단종
	ML-2010		SPL	USB	단종

	ML-2240K		SPL	USB	단종
	ML-2241K		SPL	USB/Parallel	단종
Lexmark	E120	Laser	SPL	USB	단종
	E120n		SPL	USB	단종
	E260D		SPL, PCL5e/PCL6	USB	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

8. 230DMC0303 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고	
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB		
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3e	USB	단종	
	ML-3050	Laser	PCL3	USB	단종	
	ML-2570		PCL3 GUI	USB	단종	
	ML-2571N		PCL3 GUI	USB	단종	
	ML-1610		PCL3	USB	단종	
	ML-1631K		PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종	
	ML-1640K		PCL6	USB/Parallel	단종	
	ML-1641K		PCL6	USB/Parallel	단종	
	ML-1642K		SPL	USB	단종	
	ML-2510		SPL	USB	단종	
	ML-2851DK		SPL	USB	단종	
	ML-2010		SPL	USB	단종	
	ML-2240K		SPL	USB	단종	
	ML-2241K		SPL	USB/Parallel	단종	
	ML-1865WK		SPL	USB	단종	SPL2009
Lexmark	E120	Laser	SPL	USB	단종	
	E120n		SPL	USB	단종	
	E260D		SPL, PCL5e/PCL6	USB		
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB	단종	
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB		PCL
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB		PCL

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

9. 230DMC0304 이후 Version 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3e	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL3	USB	단종
	ML-2570		PCL3 GUI	USB	단종
	ML-2571N		PCL3 GUI	USB	단종
	ML-1610		PCL3	USB	단종
	ML-1631K		PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-1640K		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1641K		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB	단종
	ML-2851DK		SPL	USB	단종
	ML-2010		SPL	USB	단종
	ML-2240K		SPL	USB	단종
	ML-2241K		SPL	USB/Parallel	단종
	ML-1660K/ML-1665K		SPL/PCL6	USB	단종
	ML-1910K		SPL	USB	단종
	ML-1916K		SPL	USB	단종
	ML-2525K		SPL	USB	단종
	ML-2580NK		SPL	USB	단종
	ML-1865WK		SPL	USB	단종
	ML-2165/ML-2168		SPL	USB	단종
	ML-2165W/ML-2168W		SPL	USB	단종
	SL-M2620		SPL	USB	단종
	ML-3310D		SPL, PCL5e	USB	단종
	SL-M2620ND		SPL	USB	단종
	ML-2164		SPL	USB	단종
	SL-M2028		SPL	USB	단종
	SL-M2029		SPL	USB	단종
Lexmark	E120	Laser	SPL	USB	단종
	E120n		SPL	USB	단종
	E260D		SPL,	USB	

			PCL5e/PCL6		
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

10. 230DMC1201 ~ 230DMC2104 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3e	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL3	USB	단종
	ML-2570		PCL3 GUI	USB	단종
	ML-2571N		PCL3 GUI	USB	단종
	ML-1610		PCL3	USB	단종
	ML-1631K		PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-1640K		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1641K		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB	단종
	ML-2851DK		SPL	USB	단종
	ML-2010		SPL	USB	단종
	ML-2240K		SPL	USB	단종
	ML-2241K		SPL	USB/Parallel	단종
Lexmark	E120	Laser	SPL	USB	단종
	E120n		SPL	USB	단종
	E260D		SPL, PCL5e/PCL6	USB	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

11. 230DMC2105 ~ 230DMC2302 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB	
	MJC-8700	Ink	PCL3e	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL3	USB	단종
	ML-2570		PCL3 GUI	USB	단종

삼성	ML-2571N		PCL3 GUI	USB	단종
	ML-1610		PCL3	USB	단종
	ML-1631K		PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-1640K		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1641K		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB	단종
	ML-2851DK		SPL	USB	단종
	ML-2010		SPL	USB	단종
	ML-2240K		SPL	USB	단종
	ML-2241K		SPL	USB/Parallel	단종
	ML-1660K/ML-1665K		SPL/PCL6	USB	단종
	ML-1910K		SPL	USB	단종
	ML-1916K		SPL	USB	단종
	ML-2525K		SPL	USB	단종
	ML-2580NK		SPL	USB	단종
	ML-1865WK		SPL	USB	단종 SPL2009
Lexmark	E120	Laser	SPL	USB	단종
	E120n		SPL	USB	단종
	E260D		SPL, PCL5e/PCL6	USB	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

12. 230DMC2303 이후 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	USB	
	MJC-8700	Ink	PCL3e	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL3	USB	단종
	ML-2570		PCL3 GUI	USB	단종
	ML-2571N		PCL3 GUI	USB	단종
	ML-1610		PCL3	USB	단종
	ML-1631K		PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-1640K		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1641K		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB	단종

삼성	ML-2851DK		SPL	USB	단종	
	ML-2010		SPL	USB	단종	
	ML-2240K		SPL	USB	단종	
	ML-2241K		SPL	USB/Parallel	단종	
	ML-1660K/ML-1665K		SPL/PCL6	USB	단종	
	ML-1910K		SPL	USB	단종	
	ML-1916K		SPL	USB	단종	
	ML-2525K		SPL	USB	단종	
	ML-2580NK		SPL	USB	단종	
	ML-1865WK		SPL	USB	단종	SPL2009
	ML-2165W/ML-2168W		SPL	USB		SPL2009-600
	ML-2165/ML-2168		SPL	USB		SPL2009-600
	SL-M2620		SPL	USB		SPL2009-600
	ML-3310D		SPL, PCL5e	USB		SPL2009-600
	SL-M2620ND		SPL	USB		SPL2009-600
	ML-2164		SPL	USB		SPL2009-600
	SL-M2028		SPL	USB	단종	SPL2009-600
	SL-M2029		SPL	USB		SPL2009-600
Lexmark	E120	Laser	SPL	USB	단종	
	E120n		SPL	USB	단종	
	E260D		SPL, PCL5e/PCL6	USB		
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB	단종	
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB		
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB		

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.