

InBody520 프린터 호환리스트


InBody520 Version을 확인해야 합니다.

1. Version 확인하는 방법


A. 장비에서 Setup 버튼 누름.

B. 화면 하단의 Version Information 을 확인 : 52DM-01-01 또는 520DM-XXXX

i. 구 Version 화면



ii. 신 Version 화면



2. Version 별 프린터 호환리스트

링크를 따라가려면 Ctrl 를 누른채 클릭하세요.

- A. [520DM-0101 ~ 520DM-0705 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- B. [520DM-1001 ~ 520DM-1109 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- C. [520DM-1201 이후 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)

3. 520DM-0101 ~ 520DM-0705 일 경우 호환가능한 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스 및 지원여부	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1610		SPL	USB	단종
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

4. 520DM-1001 ~ 520DM-1109 일 경우 호환가능한 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스 및 지원여부	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1610		SPL	USB	단종
	ML-1640K		SPL	USB	단종
	ML-1641K		SPL	USB	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB/Parallel	단종
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종
	ML-2010		SPL	USB	단종
	ML-2240K		SPL	USB	단종
	ML-2241K		SPL	USB	단종
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

5. 520DM-1201 이후 Version 일 경우 호환가능한 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스 및 지원여부	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	USB	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	USB	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	USB/Parallel	단종
	ML-2570		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-2571N		PCL6	USB/Parallel	단종
	ML-1610		SPL	USB	단종
	ML-1640K		SPL	USB	단종
	ML-1641K		SPL	USB	단종
	ML-1642K		SPL	USB	단종
	ML-2510		SPL	USB/Parallel	단종
	ML-2851DK		SPL/PCL6	USB	단종
	ML-2010		SPL	USB	단종
	ML-2240K		SPL	USB	단종
	ML-2241K		SPL	USB	단종
	ML-1660K/ML-1665K		SPL	USB	단종
	ML-1910K		SPL	USB	단종
	ML-1916K		SPL	USB	단종
	ML-2525K		SPL	USB	단종
	ML-2580NK		SPL, PCL5e/PCL6	USB	단종
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	USB	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	USB	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	E260DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	USB/Parallel	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.