


InBodyJ20 프린터 호환리스트

InBodyJ20 Version을 확인해야 합니다.

1. Version 확인하는 방법
 - A. 대기화면에서 Setup 버튼 누름.



- B. 마지막 항목 Others 로 이동
 - C. 마지막 항목 Version 으로 이동
 - D. Version 을 확인 : J20DM-XXXX



2. Version 별 프린터 호환리스트

링크를 따라가려면 Ctrl 를 누른채 클릭하세요.

- A. [J20DM-0101 ~ J20DM-0409 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- B. [J20DM-1001 ~ J20DM-1101 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- C. [J20DM-1102 ~ J20DM-1304Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)
- D. [J20DM-1410 이후 Version 의 프린터 호환리스트 확인 바로가기](#)

3. J20DM-0101 ~ J20DM-0409 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	<u>USB</u>	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	<u>USB</u>	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	<u>USB/Parallel</u>	단종
	ML-2570		PCL6	<u>USB/Parallel</u>	단종
	ML-2571N		PCL6	<u>USB/Parallel</u>	단종
	ML-1610		SPL	<u>USB</u>	단종
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	<u>USB</u>	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	<u>USB</u>	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	<u>USB/Parallel</u>	
	E260DN		PCL5e/PCL6	<u>USB/Parallel</u>	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	<u>USB/Parallel</u>	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	<u>USB/Parallel</u>	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

4. J20DM-1001 ~ J20DM-1101 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	<u>USB</u>	
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	<u>USB</u>	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	<u>USB</u>	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	<u>USB/Parallel</u>	단종
	ML-2570		PCL6	<u>USB/Parallel</u>	단종
	ML-2571N		PCL6	<u>USB/Parallel</u>	단종
	ML-1610		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1631K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1640K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1641K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1642K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-2510		SPL	<u>USB/Parallel</u>	단종
	ML-2851DK		SPL/PCL6	<u>USB</u>	단종
	ML-2010		SPL	<u>USB</u>	단종

Lexmark	ML-2240K	Laser	SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-2241K		SPL	<u>USB</u>	단종
	E120		PCL5e/PCL6	<u>USB</u>	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	<u>USB</u>	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	<u>USB/Parallel</u>	
	E260DN		PCL5e/PCL6	<u>USB/Parallel</u>	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	<u>USB/Parallel</u>	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	<u>USB/Parallel</u>	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

5. J20DM-1102 ~ J20DM-1304 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	<u>USB</u>	
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	<u>USB</u>	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	<u>USB</u>	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	<u>USB/Parallel</u>	단종
	ML-2570		PCL6	<u>USB/Parallel</u>	단종
	ML-2571N		PCL6	<u>USB/Parallel</u>	단종
	ML-1610		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1631K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1640K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1641K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1642K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-2510		SPL	<u>USB/Parallel</u>	단종
	ML-2851DK		SPL/PCL6	<u>USB</u>	단종
	ML-2010		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-2240K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-2241K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1660K/ML-1665K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1910K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1916K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1865WK		SPL2009, PCL	<u>USB</u>	단종
	ML-2525K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1865WK		SPL2009, PCL	<u>USB</u>	단종
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	<u>USB</u>	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	<u>USB</u>	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	<u>USB/Parallel</u>	
	E260DN		PCL5e/PCL6	<u>USB/Parallel</u>	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	<u>USB/Parallel</u>	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	<u>USB/Parallel</u>	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.

6. J20DM-1410 이후 Version 의 프린터 호환리스트

제조사	모델명	방식	프린터언어	인터페이스	비고
HP	Officejet PRO K550	Ink	PCL3 GUI	<u>USB</u>	
Brother	HL-2250DN	Laser	PCL6	<u>USB</u>	
삼성	MJC-8700	Ink	PCL3	<u>USB</u>	단종
	ML-3050	Laser	PCL6, KS/KSSM	<u>USB/Parallel</u>	단종
	ML-2570		PCL6	<u>USB/Parallel</u>	단종
	ML-2571N		PCL6	<u>USB/Parallel</u>	단종
	ML-1610		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1631K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1640K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1641K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1642K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-2510		SPL	<u>USB/Parallel</u>	단종
	ML-2851DK		SPL/PCL6	<u>USB</u>	단종
	ML-2010		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-2240K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-2241K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1660K/ML-1665K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1910K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1916K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1865WK		SPL2009, PCL	<u>USB</u>	단종
	ML-2525K		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-1865WK		SPL	<u>USB</u>	단종
	ML-2165W/ML-2168W		SPL	<u>USB</u>	SPL2009-600
	SL-M2620		SPL	<u>USB</u>	SPL2009-600
	ML-3310D		SPL	<u>USB</u>	SPL2009-600
	ML-2164		SPL	<u>USB</u>	SPL2009-600
	SL-M2620ND		SPL	<u>USB</u>	SPL2009-600
	ML-2165/ML-2168		SPL	<u>USB</u>	SPL2009-600
	SL-M2028		SPL	USB	단종 SPL2009-600
	SL-M2029		SPL	USB	SPL2009-

					600
Lexmark	E120	Laser	PCL5e/PCL6	<u>USB</u>	단종
	E120n		PCL5e/PCL6	<u>USB</u>	단종
	E260D		PCL5e/PCL6	<u>USB/Parallel</u>	
	E260DN		PCL5e/PCL6	<u>USB/Parallel</u>	단종
	MS310D		PCL5e/PCL6	<u>USB/Parallel</u>	
	MS312DN		PCL5e/PCL6	<u>USB/Parallel</u>	

※ 단, 역수입 또는 외수용 프린터 모델은 호환되지 않을 수 있습니다.